

CITRUS DDA+

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT - CONCENTRÉ SOLS ET SURFACES ALIMENTAIRES

0%

PARFUM
ALLERGÈNE

+ BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, VIRUCIDE, ACTIF SUR LISTERIA, SALMONELLE, NOROVIRUS, ROTAVIRUS, AINSI QUE TOUS VIRUS ENVELOPPÉS, CORONAVIRUS, GRIPPE...



ECODÉTERGENT

ENVIRONNEMENT

- 98,8% d'ingrédients d'origine naturelle
- Formule biodégradable à plus de 98% en 14 jours (détail au verso)
- Agents de surface et principe actif désinfectant sur base végétale
- Sans ammonium quaternaire, ni chlore, ni formaldéhyde, sans acides minéraux, sans colorant ni parfum de synthèse
- Emballage 100% recyclable

ECONOMIE

- 1 flacon doseur 1L rechargeable = 50 flacons sprays 500ml PAE
- 1 bidon de 5L = 250 seaux de 5L



PROPRIÉTÉS

Dégraissant, fortement concentré en agents de surfaces, il élimine les souillures organiques.

Désinfectant, possède des actions bactéricide, levuricide et virucide.

Antitartre, dissout le tartre et les résidus alcalins, préserve la brillance de l'inox et des surfaces.

Moussant, permet une meilleure visualisation des zones traitées en maîtrisant la quantité de produit appliqué, favorise l'efficacité sur les surfaces verticales.

UTILISATIONS

Nettoie, dégraisse et désinfecte les surfaces alimentaires, points de contacts, matériels, sols, ... Compatible avec les surfaces lavables, résistantes aux nettoyeurs légèrement acides, inox, verre, ...

Préconisé en protocoles de nettoyage et de désinfection pour limiter les risques d'intoxications alimentaires.

Réduit les risques de contaminations, notamment pour la petite enfance et les EHPAD, efficacité virucide prouvée sur deux souches de gastro-entérite.

Contribue aux mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie de Covid-19, efficacité prouvée sur une souche de coronavirus et la vaccine.

Polyvalent, assure l'hygiène des surfaces et la salubrité des locaux dans de nombreux domaines en lavage manuel ou mécanisé.

En milieu alimentaire : restaurants, cuisines collectives, laboratoires de grandes surfaces, IAA (industrie agro-alimentaire)...

En collectivité : salles de classes, crèches, EHPAD, locaux administratifs, sanitaires, vestiaires, douches, locaux sportifs, piscines...

Autres secteurs d'activités : hôtellerie, industrie, locaux sociaux, tertiaire, sanitaires, vestiaires, douches...

DÉSINFECTION

Efficacité de nettoyage et désinfection prouvée en conditions de saleté.

Normes	Concentrations et températures de dilutions	Temps de contact	Souches
Bactéricide			
EN 13697	3% - 20°C	15mn	Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae
EN 13697	2% - 40°C	15mn	
EN 1276	2% - 20°C	5mn	
EN 13697	3% - 20°C	15mn	Salmonella enterica
EN 1276	1% - 20°C	5mn	
EN 13697	4% - 20°C	15mn	Listeria monocytogenes
EN 1276	2% - 20°C	5mn	
Levuricide			
EN 13697	2% - 40°C	15mn	Candida albicans
EN 1650	2% - 40°C	15mn	
Virucide			
EN 14476+A1	2% - 20°C	5mn	Rotavirus
EN 14476+A2	3% - 20°C	15mn	Norovirus
EN 14476+A2	1% - 20°C	5mn	Coronavirus
EN 14476+A2	1% - 20°C	5mn	Vaccine modifié Ankara*

Tests réalisés sur la formule de base CITRUS 5.1 (concentré non coloré sans parfum).

* L'efficacité de ce test permet la déclaration «**activité virucide contre tous les virus enveloppés**» couvre tous les virus enveloppés comme HBV, HCV, HDV (Hépatites B, C, D), HIV (Immunodéficience Humaine), HTLV-1 (Leucémies, Lymphomes), Rabies (Rage), Rubella (Rubéole) ainsi que des virus d'autres familles ou genres tels que Coronaviridae (MERS-CoV, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2), Filoviridae (Ebola), Flavivirus (Dengue, Fièvre jaune, Zika), Herpesviridae (Herpès, Varicelle, Zona), Orthomyxoviridés (Grippe), Paramyxoviridae (Oreillons, Rougeole) et Poxviridae (Molluscum contagiosum, Vaccine, Variole)...

www.prosens.pro - contact@prosens.pro +33 (0)5 49 74 63 20

La marque de produits d'entretien professionnels du Laboratoire Science et Nature
 Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS - France

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - RCS Niort 79, N°CE FR 14343015798

MODE D'EMPLOI



SUR LES SURFACES ET LES MATÉRIELS :



- Ranger les surfaces.
- Appliquer avec flacon spray, lavette, microfibre, brosse, pistolet mousser, canon à mousse, mouilleur, trempage (vaisselle)...
- Brosser (si nécessaire).
- Laisser agir 5 à 15mn (selon efficacité désinfectante souhaitée).
- Rincer* et essuyer si besoin ou laisser sécher.

Dilution pour 0,5L d'eau : Une dose de flacon doseur 1L, ou une dose de la pompe 20ml du bidon de 5L.



SUR LES SOLS :



- Appliquer en lavage à plat, franges, mops, pré-imprégnation, frottoir, ...
- Brosser (si nécessaire).
- Laisser sécher.

En cas de rinçage*, laisser agir 5 à 15mn (selon efficacité désinfectante souhaitée).

Dilution pour l'entretien :

En lavage à plat, pour 5L d'eau tiède : une dose du flacon doseur 1L, ou une dose de la pompe 20ml du bidon 5L.

En pré-imprégnation, pour 0,5L d'eau tiède : une dose de la pompe 2ml du bidon 5L.

En centrale d'hygiène : à partir de 0,8%.

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses d'utilisation recommandées. Nettoyer puis rincer préalablement les surfaces très souillées.

* Rinçage à l'eau potable obligatoire pour les surfaces destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de surfaces sensibles, réaliser un test de compatibilité.

Ne pas utiliser sur marbre, ciment ou pierres calcaires.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'application peut être renouvelée immédiatement, dès que nécessaire.

Le port d'Équipement de Protection Individuelle est recommandé.

Informations complémentaires sur les étiquettes et la FDS. FDS disponible sur www.quickfds.com

Stocker dans son emballage d'origine à une température conseillée entre 5 et 40°C.

Réservé à un usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide fluide vert.

Parfum : Sans parfum ajouté

pH : 2,6 ±0,5

Densité : 1,14 ±0,02

Solubilité : Totale dans l'eau.

Biodégradation de la formule complète :

Taux de biodégradation intrinsèque de plus de 98% en 14 jours (ligne directrice OCDE 302B)¹.

¹Test réalisé sur la formule de base CITRUS 5.1 (concentré non coloré sans parfum).

COMPOSITION

Selon règlement détergent (648/2004CE)

15-30% désinfectant. 5-15% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.

Selon référentiel ECODETERGENT

Contient aussi : correcteurs d'acidité, eau, agents séquestrants, bases, colorant.

- 98,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

- Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

- Agents de surface sur base végétale.

Informations relatives aux biocides :

Lactic Acid N°CAS 79-33-4 à 28,8%(m/m), usages TP2 et TP4. SL

LÉGISLATION

Surfaces alimentaires - Arrêté du 19/12/13 modifiant celui du 8/9/99 : Composants autorisés pour le nettoyage des surfaces destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Biodégradabilité - (CE) n°648/2004 (Détergents) : Les agents de surface contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité.


Biocide – 528/2012CE : Conforme au règlement. Enregistré au n° d'inventaire Simmbad 59036.


Classification, étiquetage et emballage - (CE) n°1272/2008(CLP) : La FDS et l'étiquetage sont conformes.

REACH – (CE) n°1907/2006 : Conforme, ne contient pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC), dont CMR, perturbateur endocrinien (cf. <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>).

Transport de matières dangereuses - ADR 2019 : Exempté du classement et de l'étiquetage transport.


CONDITIONNEMENTS

022514 : flacon doseur 1L –  x6 - palette de 504 unités


022515 : bidon 5L -  x2 - palette de 128 unités


ACCESSOIRES CONSEILLÉS

023119 : Flacon spray 500ml* -  x6

026298 : Pompe doseuse 2ml / 5L -  x24

026300 : Pompe doseuse 20ml / 5L -  x24

026295 : Bouchon robinet / 5L -  x24

 : PCB (nombre d'articles par colis)

*Flacon vide sérigraphié avec buse mousse.

